







Ficha técnica REF 55.08.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.08.21	Merz perforador p aorta 21cm 5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35285	GTIN	04046826072674
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	13-229
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,022	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	21cm 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		