





## Ficha técnica REF 55.08.80

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.08.80	instrumental de tunelizacion cpl c caja	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072735
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	16-985
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,200	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	56x11.5x3cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		