







Ficha técnica REF 55.08.88

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.08.88	oliva de tunelizadora 8mm par	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072810
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-985
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	8mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		