



## Ficha técnica REF 55.08.93

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.08.93	punta p vena de tunelizadora	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072841
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-985
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1



Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio )
----------------	------------------------------

## Imagen completa

## Imagen detallada



## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)