



Ficha técnica REF 55.08.94

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.08.94	adaptador luer de tunelizadora	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826072858
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-985
Clasificación	2 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		