






Ficha técnica REF 55.08.95

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Referencia | 55.08.95 | llave de horquilla de tunelizadora | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 60909 | GTIN | 04046826072865 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-985 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;06;WT |
| Peso neto (kg) | 0,010 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.53 (catálogo cardio) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |