








Ficha técnica REF 55.10.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.10.10	DeBakey dilatador vasc Ø 1.0mm 19cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072933
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-268
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso neto (kg)	0,018	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	Ø 1.0mm 19cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9)		