








Ficha técnica REF 55.10.25

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 55.10.25 | DeBakey dilatador vasc Ø 2.5mm 19cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 11268 | GTIN | 04046826072964 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-268 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;01;aj;4W |
| Peso neto (kg) | 0,019 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK03-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.53 (catálogo cardio) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|    | | | |
| Medida | Ø 2.5mm 19cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Mango | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |