







## Ficha técnica REF 55.10.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.10.40	DeBakey dilatador vasc Ø 4.0mm 19cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072995
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-268
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 4.0mm 19cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9)		