








Ficha técnica REF 55.11.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.11.11	Cooley retractor 23.0cm dent	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826073060
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-379
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,116	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	23.0cm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4301 (X5CrNi18-10) 3.3535 (AIMG3)		