








Ficha técnica REF 55.11.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.11.15	Cooley separador 45x30mm 25cm dent	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826073107
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-379
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,120	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	45x30mm 25cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		