







Ficha técnica REF 55.15.15

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Referencia | 55.15.15 | DeBakey HM tijera vasc 45° 23cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 44354 | GTIN | 04046826073336 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-482 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg) | 0,052 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.53 (catálogo cardio) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | |  | |
| Medida | 45° 23cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4117 (X38CrMoV15) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |