






Ficha técnica REF 55.15.32

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.15.32	Hegemann Diethrich tijera vasc 18cm 25°	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44354	GTIN	04046826073381
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-482
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,032	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18cm 25°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		