



Ficha técnica REF 55.30.34

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.30.34	DeBakey AT clamp Bulldog 12cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62470	GTIN	04046826073763
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-868
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1



Medicon medios 450.00.53 (catálogo cardio)

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	12cm	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)