




## Ficha técnica REF 55.33.42

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                  | 55.33.42                          | Cooley AT pinza vasc 15.0cm 60° |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                      | unid.                             | Número de aduana                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                        | 62468                             | GTIN                            | 04046826073930          |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                      | 15-882                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,018                             | Manual de uso                   | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                  | si                                | Instrucciones de preparación    | MPK23-1                 |
| <div></div>                                                                               |                                   |                                 |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                              | 450.00.53 (catálogo cardio )      |                                 |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Imagen detallada                |                         |
|    |                                   |                                 |                         |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.0cm 60°                        | Revestimiento                   |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                 |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                 |                         |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | N° de material (Denominación DIN) |                                 |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4021 (X20Cr13)                  |                                 |                         |