




Ficha técnica REF 55.33.54

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	55.33.54	Neonatal pinza vasc 12.5cm 50° crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826073992
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,019	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	12.5cm 50°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		