



Ficha técnica REF 55.33.63

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.33.63	Castaneda AT Neonatal pinza 14.5cm 20mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826074050
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		14.5cm 20mm	Revestimiento
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		