



## Ficha técnica REF 55.33.64

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                  | 55.33.64                          | Castaneda AT Neonatal pinza 14.5cm 23mm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                      | unid.                             | Número de aduana                        | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                        | 62468                             | GTIN                                    | 04046826074067          |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                              | 15-882                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                             | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,025                             | Manual de uso                           | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                  | si                                | Instrucciones de preparación            | MPK23-1                 |
| <div></div>                                                                               |                                   |                                         |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                              | 450.00.53 (catálogo cardio )      |                                         |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Imagen detallada                        |                         |
|    |                                   |                                         |                         |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.5cm 23mm                       | Revestimiento                           |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                         |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                         |                         |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | N° de material (Denominación DIN) |                                         |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4021 (X20Cr13)                  |                                         |                         |