



Ficha técnica REF 55.35.57

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 55.35.57 | Javid pinza vasc 16cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 62468 | GTIN | 04046826074302 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-882 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg) | 0,050 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK23-1 |



Medicon medios 450.00.53 (catálogo cardio)

Imagen completa

Imagen detallada



Medida 16cm Revestimiento

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

| | N° de material (Denominación DIN) |
|--------|-----------------------------------|
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) |