







Ficha técnica REF 55.44.41

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.44.41	Ti DeBakey Glover AT pinza vasc crv 22.0cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826450472
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,039	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.04.41 (prospecto instr de titanio p la cirugía cardíaca y vasc)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	22.0cm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de titanio
Condiciones de almacenamiento			
			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Otro	3.7035 (ASTM_Grade_2)		