








## Ficha técnica REF 55.50.16

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |                                |                         |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Referencia  | 55.50.16                          | DeBakey AT pinza vasc 60° 18cm |                         |
| Unidad  | unid.                             | Número de aduana               | 90189084                |
| GMDN  | 62468                             | GTIN                           | 04046826074661          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                     | 15-882                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg)  | 0,040                             | Manual de uso                  | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación   | MPK23-1                 |
|     |                                   |                                |                         |
| Medicon medios  | 450.00.53 (catálogo cardio )      |                                |                         |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada               |                         |
|    |                                   |                                |                         |
| Medida  | 60° 18cm                          | Revestimiento                  |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |                                |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |                                |                         |
| Material  |                                   |                                |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN) |                                |                         |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)                  |                                |                         |