






## Ficha técnica REF 55.74.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.74.50	Satinsky DeBakey AT pinza 50mm 25.0cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826075149
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,083	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	50mm 25.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		