



Ficha técnica REF 56.50.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	56.50.15	pinza p aplicar clips crv 15.0cm p clips peq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35798	GTIN	04046826075729
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-894
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		