



Ficha técnica REF 56.50.19

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	56.50.19	pinza p aplicar clips crv 19.5cm p clips peq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35798	GTIN	04046826075736
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-894
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1



Medicon medios 450.00.53 (catálogo cardio)

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	19.5cm	Revestimiento	
--------	--------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)