








Ficha técnica REF 56.50.29

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	56.50.29	pinza p aplicar clips crv 19.5cm p clips mediano	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35798	GTIN	04046826075750
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-894
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	19.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		