



## Ficha técnica REF 56.74.06

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                   |                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 56.74.06                          | Biemer Müller aproximador 6.0mm rct |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                             | Número de aduana                    | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 17675                             | GTIN                                | 04046826075804          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                          | 17-675                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;05;ah;4W |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,003                             | Manual de uso                       | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                | Instrucciones de preparación        | MPK20-1                 |
| <div></div> |                                   |                                     |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.53 (catálogo cardio )      |                                     |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                   | Imagen detallada                    |                         |
|                                                                                            |                                   |                                     |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 6.0mm                             | Revestimiento                       |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                   |                                     |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                   |                                     |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                   |                                     |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN) |                                     |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4310 (X10CrNi18-8)              |                                     |                         |