



Ficha técnica REF 56.75.09

11.12.2025



Datos generales			
Referencia	56.75.09	Biemer Müller aproximador 7.5mm ang	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826075828
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	17-675
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1



Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)
----------------	------------------------------

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	7.5mm	Revestimiento	
--------	-------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)