








Ficha técnica REF 56.80.04

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	56.80.04	Mehdorn micro clip vasc 4x1.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826075910
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
		 	
Medida	4x1.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		