



Ficha técnica REF 56.80.06

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	56.80.06	Mehdorn micro clip vasc 6x1.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826075927
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1



Medicon medios 450.00.53 (catálogo cardio)

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	6x1.0mm	Revestimiento	
--------	---------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)