







## Ficha técnica REF 56.85.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	56.85.13	clip suelto 14mm A p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076115
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	14mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		