






## Ficha técnica REF 56.85.39

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	56.85.39	clamp doble 25mm V	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076269
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	25mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		