



Ficha técnica REF 56.85.53

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	56.85.53	clip doble aproximador 14mm A	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076313
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	17-675
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1



Medicon medios
450.00.53 (catálogo cardio)
450.00.60 (catálogo cirugía plástica)

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	14mm	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)