



Ficha técnica REF 56.85.80

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	56.85.80	clip suelto 11mm A ang p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076474
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)
----------------	------------------------------

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	11mm	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)