



Ficha técnica REF 56.85.93

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	56.85.93	pinza p clips 14.5cm ancha	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076528
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,032	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	14.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		