



Ficha técnica REF 56.87.35

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	56.87.35	Biemer aproximador vasc peq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076665
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	17-675
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4310 (X10CrNi18-8) 1.4021 (X20Cr13)		