



Ficha técnica REF 56.87.45

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	56.87.45	Biemer pinza p poner clips 14.5cm c crem	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35798	GTIN	04046826076689
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso neto (kg)	0,029	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	14.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4310 (X10CrNi18-8) 1.4021 (X20Cr13)		