



Ficha técnica REF 56.87.46

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	56.87.46	Biemer pinza p poner clips 14.5cm s crem	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35798	GTIN	04046826076696
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso neto (kg)	0,028	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	14.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		