






## Ficha técnica REF 57.01.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.01.20	Dahlgren pinza saca-bocada craneal 21cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826076733
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,250	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	21cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		