



Ficha técnica REF 57.04.24

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.04.24	Kerrison (Spurling) pinza 20cm 4mm 40° arr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826077136
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,254	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1



Medicon medios	
----------------	--

Imagen completa	Imagen detallada
	

Medida	20cm 4mm 40°	Revestimiento	
--------	--------------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento	
No se requieren condiciones especiales de conservación	

Material	
	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Mango	1.4021 (X20Cr13)
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)