








## Ficha técnica REF 57.07.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.07.13	Kerrison (Micro) pinza 18cm 3mm 90° abj pe	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826077617
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,196	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	18cm 3mm 90°	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		