








## Ficha técnica REF 57.07.34

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Referencia  | 57.07.34                          | Kerrison (Micro) pinza 18cm 4mm 40° abj pe |  |
| Unidad  | unid.                             | Número de aduana                           | 90189084   |
| GMDN  | 35541                             | GTIN                                       | 04046826077747   |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                                 | 13-231   |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                                | 4046826;B;R003;06;ai;5X  |
| Peso neto (kg)  | 0,196                             | Manual de uso                              | GATDR00X   |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación               | MPK20-1  |
|     |                                   |  |  |
| Medicon medios  |                                   |  |  |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada                           |  |
|    |                                   |  |  |
| Medida  | 18cm 4mm 40°                      | Revestimiento                              | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |  |  |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |  |  |
| Material  |                                   |  |  |
|   | N° de material (Denominación DIN) |  |  |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)                  |  |  |
| Tornillo  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |  |  |
| Mango   | 1.4021 (X20Cr13)                  |  |  |
| Otro  | 1.4310 (X10CrNi18-8)              |  |  |