








Ficha técnica REF 57.07.41

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| Referencia | 57.07.41 | Kerrison (Micro) pinza 20cm 1mm 90° arr pe | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 0404682607778 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-231 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg) | 0,280 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK20-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | |   | |
| Medida | 20cm 1mm 90° | Revestimiento | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Mango | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Otro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |