







## Ficha técnica REF 57.08.82

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.08.82	Kerrison (Micro) pinza 20cm 2mm 40° arr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826078386
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,200	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	20cm 2mm 40°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		