







## Ficha técnica REF 57.08.86

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |   |                         |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Referencia  | 57.08.86                          | Kerrison (Micro) pinza 20cm 6mm 40° arr |                         |
| Unidad  | unid.                             | Número de aduana                        | 90189084                |
| GMDN  | 35541                             | GTIN                                    | 04046826078423          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                              | 13-231                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                             | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg)  | 0,200                             | Manual de uso                           | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación            | MPK20-1                 |
|     |                                   |   |                         |
| Medicon medios  |                                   |   |                         |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada                        |                         |
|   |                                   |   |                         |
| Medida  | 20cm 6mm 40°                      | Revestimiento                           |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |   |                         |
| Material  |                                   |   |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN) |   |                         |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)                  |   |                         |
| Tornillo  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |   |                         |
| Mango   | 1.4021 (X20Cr13)                  |   |                         |
| Otro  | 1.4310 (X10CrNi18-8)              |   |                         |