







Ficha técnica REF 57.09.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.09.70	Kerrison (Micro) pinza 20cm 2mm 40° arr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826079079
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,280	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	20cm 2mm 40°	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)		