





## Ficha técnica REF 57.11.16

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.11.16	MC Kerrison (Micro) pinza 20cm 2mm 90° arr ce	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826079291
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,280	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	20cm 2mm 90°	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut
<b>Condiciones de almacenamiento</b>			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
<b>Material</b>			
	<b>N° de material (Denominación DIN)</b>		
<b>Cuerpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Tornillo</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		