





Ficha técnica REF 57.11.22

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|---|--|
| Referencia | 57.11.22 | MC Kerrison (Micro) pinza 20cm 3mm 90° abj ce | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 04046826079352 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-231 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg) | 0,280 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
| | | | |
| Medida | 20cm 3mm 90° | Revestimiento | Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo Tornillo | 1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |