





## Ficha técnica REF 57.11.36

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.11.36	MC Kerrison (Micro) pinza 18cm 3mm 90° abj pe ce	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826079499
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,200	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	18cm 3mm 90°	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		