








## Ficha técnica REF 57.12.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.12.02	vaina de trocar ti 55mm Ø 11mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826079802
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G571201
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	55mm Ø 11mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		