






## Ficha técnica REF 57.12.06

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.12.06	mango c cierre rápido p MICRODISC-XS y MAPN	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826409616
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		